

Anti-IL-1Ra Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P25085

Artikelnummer: CM0006374

Einführung

Maus Interleukin-1 Rezeptorantagonist (IL-1RA/IL-1ra) Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit human. Geeignet für Entzündungs- und Zytokinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-1RA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL-1ra; F630041P17Rik; IL-1RA
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3557
GeneID	16181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-178 der Maus IL-1RA (NP_001034790.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P25085
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel