


Anti-Anti-IL-1Racp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nph3

Artikelnummer: CM0005967



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen das menschliche IL-1-Rezeptor-Zusatzprotein (IL-1RAcP/IL1R3) gerichtet ist. Validiert für WB, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur IL-1-, IL-36- und IL-33-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-1RAcP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL1R3; C3orf13; IL-1RAcP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3556
GenID	3556
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 391-470 von menschlichem IL-1RAcP (NP_002173.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPH3
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel