


Anti-IL-1RacP Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

Artikelnummer: CM0030555



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IL-1RacP (IL1R3), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von IL-1/IL-33/IL-36-Signalwegen und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-1RacP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3556
Gen-ID	3556
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-356 von humanem IL-1RacP (NP_001161402.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPH3
Proteinmasse	65 kDa
Versand	Eisbeutel