

Kaninchen-Monoklonaler Anti-IL-21-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Hbe4

Artikelnummer: CM0008642



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-21, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Reagiert mit humanem IL-21 und Ratten-IL-21. Ziel ist das an der Immunität, der Generierung von Tfh-Zellen und der Antikörperproduktion von B-Zellen beteiligte IL-21-Zytokin. Geeignet für immunologische Forschungsarbeiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-21-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	Za11; IL-21; CVID11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	59067
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 25-162 des humanen IL-21 (NP_068575.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9HBE4
Proteingewicht	18 kDa/19 kDa
Versand	Kühlakku