

Anti-IL-31 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ebc2

Artikelnummer: CM0007125

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-31, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Rekombinantes Immunogen, 18 kDa. Ideal für die Erforschung der Zytokinsignalgebung und Hautimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-31 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	IL-31
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	386653
Gen-ID	386653
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-164 von humanem IL-31 (NP_001014358.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6EBC2
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel