


Anti-IL-33R/St2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P14719

Artikelnummer: CM0004228



Einführung

Anti-IL-33R/ST2 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA. Erkennt die Maus-IL-33-Rezeptor-Alpha-Kette (UniProt P14719) für die Erforschung der angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-33R/ST2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	9173
Gen-ID	17082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-332 von Maus-IL-33R/ST2 (NP_001020773.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14719
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eistasche