


Anti-IL-36-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzh8

Artikelnummer: CM0005060



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL-36-Gamma (Q9NZH8). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Erforschung von Hautentzündungen, Psoriasis und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-36 Gamma Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	IL36G; IL-1F9; IL-1H1; IL-1RP2; IL1E; IL1F9; IL1H1; IL1RP2; Interleukin-36-Gamma; IL-36 Gamma
Spezies	human
Gen-ID (Human)	56300
Gen-ID	56300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-169 des humanen IL-36-Gamma (NP_062564.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NZH8
Proteingewicht	14 kDa/18 kDa
Versand	Eisbeutel