

Anti-IL-6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P20607

Artikelnummer: CM0025918

Einführung

IL-6 Kaninchen pAb, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murine und Ratten IL-6, einem essenziellen Zytokin bei Immunität, Entzündung und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	IL-6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL6; Ifnb2
Art	Ratte
GenID (Mensch)	3569
GenID	24498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-211 von Ratten IL6 enthält (NP_036721.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20607
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel