

Anti-IL-6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für IHC-P, IF/ICC, Elisa - P20607

Artikelnummer: CM0003736

Einführung

Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper zielt auf IL-6 ab und ist für IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert. Geeignet für Studien zu Immunität, Entzündung und Stoffwechsel in Proben von Menschen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL6; Ifnb2; IL6
Spezies	Ratte
Gen-ID (Mensch)	3569
Gen-ID (Ratte)	24498
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-211 von Ratten-IL6 (NP_036721.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P20607
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel