


Anti-IL-6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05231

Artikelnummer: CM0003740



Einführung

Hochspezifischer IL-6 monoklonaler Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, zum Nachweis von humanem IL-6. Ideal für Forschung zu Immunantwort, Entzündung und Stoffwechselregulation. Rekombinantes Immunogen gewährleistet konstante Leistung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3569
Gen-ID	3569
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05231
Proteingewicht	21-24 kDa
Versand	Eisbeutel