


Anti-IL-6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05231

Artikelnummer: CM0017479



Einführung

Der IL-6 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert humanes, Maus- und Ratten-IL-6 in WB und ELISA. Erkennt ein Schlüssel-Zytokin der Akute-Phase-Reaktion, das an Immunantwort, Entzündung und Stoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Erforschung von Infektionen, Gewebeschäden und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Spezies	Human
GeneID (Human)	3569
GeneID	3569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-212 von humanem IL6 (NP_000591.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05231
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eistasche