


Anti-IL-6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05231

Artikelnummer: CM0013608



Einführung

IL-6-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist das Zytokin IL-6 (P05231), das an Immunität, Entzündung und Stoffwechsel beteiligt ist. Ideal für diagnostische und Forschungsassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-6-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3569
Gen-ID	3569
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 30-212 des humanen IL6 (NP_000591.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05231
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku