

Anti-IL10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22301

Artikelnummer: CM0024659



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IL10 (Mensch, Maus, Ratte), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal zur Untersuchung von entzündungshemmenden Zytokinen in der Immunregulation, Entzündung und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3586
Gen-ID	3586
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 19-178 von humanem IL10 (NP_000563.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22301
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel