

Anti-IL10Rb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08334

Artikelnummer: CM0017699



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches IL10RB gerichtet ist. Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Zytokin-Signalwegen und antiviraler Abwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL10RB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D21S58; D21S66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3588
GenID	3588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-220 von menschlichem IL10RB (NP_000619.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08334
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel