


Anti-IL11Ra Kaninchen-Mak Für Wb - Q14626

Artikelnummer: CM0011569



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes IL11RA (Q14626) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und Knochenentwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL11RA Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CRSDA; IL11RA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3590
Gen-ID	3590
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14626
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel