


Anti-IL11Ra Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14626

Artikelnummer: CM0028180



Einführung

IL11RA Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes IL11RA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von IL11-Signalgebung, kraniofazialer Entwicklung und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL11RA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRSDA; IL11RA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3590
Gen-ID	3590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-290 von humanem IL11RA (NP_001136256.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14626
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistasche