

Anti-IL12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P29460

Artikelnummer: CM0005527



Einführung

Hochwertiger Anti-IL12 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, gerichtet gegen die menschliche IL-12-Untereinheit Beta (IL12B), ein Zytokin, das für das Wachstum von T-/NK-Zellen und die IFN-Gamma-Produktion entscheidend ist. Geeignet für immunologische Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
Spezies	Mensch
GeneID	3593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-328 des menschlichen IL12 enthält. (NP_002178.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29460
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel