


Anti-IL12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29459 / P29460

Artikelnummer: CM0027314



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL12 (p35/IL12A und p40/IL12B), geeignet für WB und ELISA. Nützlich für die Untersuchung von IL-12-Zytokin-Signalwegen, Th1-Differenzierung und Immunantwort-Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
Spezies	Human
GeneID (Human)	3592/3593
GeneID	3592/3593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-328 von humanem IL12B/23-219 von humanem IL12A (NP_002178.2/NP_001384921.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P29459/P29460
Proteingewicht	25kDa/37kDa
Versand	Eisbeutel