


Anti-IL12A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29459

Artikelnummer: CM0024075



Einführung

IL12A Rabbit pAb (P29459) ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem IL12A erzeugt wurde. Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanem, murinem und Ratten-IL12A.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A
Spezies	Human
GeneID (Human)	3592
GeneID	3592
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem IL12A (NP_000873.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29459
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel