

Anti-IL12B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa Für Wb, Elisa - P29460

Artikelnummer: CM0014922



Einführung

IL12B Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines IL-12-Untereinheit Beta, ein Zytokin, das an der Aktivierung von T- und NK-Zellen sowie der IFN-gamma-Produktion beteiligt ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12B Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3593
Gen-ID	3593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-328 von humanem IL12B (NP_002178.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29460
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel