


Anti-IL12B Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P43432

Artikelnummer: CM0020798



Einführung

Maus IL12B Kaninchen-Polyclonale Antikörper für WB und ELISA, kreuzreagierend mit Mensch. Zielt auf die p40-Untereinheit von IL-12 und IL-23 ab, Schlüsselzytokine bei der T/NK-Zellaktivierung und IFN-gamma-Produktion. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3593
GeneID	16160
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-335 von Maus-IL12B enthält. (NP_001290173.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43432
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel