


Anti-IL12Rb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42701

Artikelnummer: CM0023627



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes IL12RB1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der IL-12/IL-23-Signalübertragung und Immunantwortmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12RB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3594
Gen-ID	3594
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-305 von humanem IL12RB1 (NP_714912.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42701
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel