


Anti-IL12Rb2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99665

Artikelnummer: CM0013069



Einführung

Menschlicher IL12RB2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der IL-12-Rezeptor-Signalübertragung in der T-Zell- und NK-Zell-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL12RB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL12RB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3595
Gen-ID	3595
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 420-620 von menschlichem IL12RB2 (NP_001550.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99665
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eisbeutel