


Anti-IL13Ra1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78552

Artikelnummer: CM0009386



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL13RA1 (CD213A1, NR4, CT19). Validiert für Western Blot, IHC und ELISA. Erforschen Sie IL-13/IL-4-Signalübertragung und die Biologie von Krebs/Testis-Antigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL13RA1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3597
GeneID	3597
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IL13RA1 (P78552) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78552
Proteinmasse	49kDa
Versand	Eispackung