


Anti-IL13Ra1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78552

Artikelnummer: CM0027921



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen die Interleukin-13-Rezeptor-Untereinheit Alpha-1 (IL13RA1, CD213A1) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Das rekombinante Immunogen detektiert ein Protein von ~49 kDa. Ideal für die Forschung an IL13/IL4-Signalwegen und entzündlichen Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL13RA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3597
GenID	3597
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-343 von humanem IL13RA1 (NP_001551.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P78552
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel