

Anti-IL13Ra2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14627

Artikelnummer: CM0019592



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches IL13RA2 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von IL-13-Signalgebung, Immunregulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL13RA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3598
Gen-ID	3598
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-343 von menschlichem IL13RA2 (NP_000631.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14627
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel