

Anti-IL15Ra-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q60819

Artikelnummer: CM0020499



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die Alpha-Untereinheit des Interleukin-15-Rezeptors der Maus (IL-15RA). Für WB- und ELISA-Anwendungen validiert. Geeignet für Untersuchungen zur IL-15-Signalübertragung, Immunregulation und Biologie von Zytokinrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL15ra-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	IL-15RA; IL15ra
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3601
GeneID	16169
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 33-105 des murinen IL15ra (NP_032384.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60819
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku