

Anti-IL17A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q62386

Artikelnummer: CM0007333

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-IL-17A, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 17 kDa großes Protein, das an der Th17-Immunität und Entzündung beteiligt ist. Ideal für Forschung zu Immunantworten und Wirtsabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IL17; Ctla8; IL-17; Ctla-8; IL-17A; IL17A
Spezies	Maus
Gen-ID	16171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-158 von Maus-IL17A enthält. (NP_034682.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62386
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel