


Anti-IL17A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16552

Artikelnummer: CM0014052



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes IL17A, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung der IL17A-vermittelten Immunität, Entzündung und antimikrobiellen Wirtsabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	IL17A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3605
Gen-ID	3605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-155 von humanem IL17A (NP_002181.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16552
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel