

Anti-IL17C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0M4

Artikelnummer: CM0014952

Einführung

Dieser IL17C-Kaninchen-Polyklonale Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA, erkennt menschliches, murines und ratte IL-17C. Ideal zur Untersuchung der epithelialen angeborenen Immunität und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CX2; IL-17C; IL17C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27189
Gen-ID	27189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-197 von humanem IL17C (NP_037410.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P0M4
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel