

Anti-IL17F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pd4

Artikelnummer: CM0030133



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL17F, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Maus; zielt auf ein Schlüssel-Th17-Zytokin der angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17F Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
Spezies	Human
GenID (Human)	112744
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-163 von humanem IL17F (NP_443104.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96PD4
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel