

Anti-IL17Ra-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96F46

Artikelnummer: CM0012203



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL17RA (CD217), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion des IL-17-Rezeptors in der angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17RA-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23765
GeneID	23765
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 767-866 des humanen IL17RA (Q96F46) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96F46
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Kühlakku