

Anti-IL17Ra Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96F46

Artikelnummer: CM0015278



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches IL17RA (IL-17 Rezeptor A, CD217), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von IL-17-Signalwegen, Entzündungen und Wirtsabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17RA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23765
GenID	23765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 33-320 des menschlichen IL17RA (NP_055154.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96F46
Proteinmasse	96 kDa
Versand	Eisbeutel