


Anti-IL17Rb Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Nrm6

Artikelnummer: CM0017854



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper spezifisch für humanes IL17RB, validiert für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Das Target ist ein Rezeptor für IL17B und IL17E, beteiligt an Wachstum und Differenzierung hämatopoetischer Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17RB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55540
Gen-ID	55540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-292 des humanen IL17RB (NP_061195.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRM6
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eisbeutel