

Anti-IL17Rd-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nfm7

Artikelnummer: CM0017827

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL17RD (SEF, IL17RLM), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-IL17RD. Geeignet für die Untersuchung von FGF-Signalgebung, Ras-MAPK-Pfad-Inhibition und Rezeptorlokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17RD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
Spezies	Human
GeneID (Human)	54756
GeneID	54756
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-300 von humanem IL17RD (NP_060033.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFM7
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel