

Anti-IL17Re Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nfr9

Artikelnummer: CM0016216

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes IL17RE, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und murines IL17RE (UniProt Q8NFR9), einen Rezeptor für IL17C, der an der angeborenen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL17RE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL17RE
Spezies	Human
GeneID	132014
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-260 von humanem IL17RE (NP_705613.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8NFR9
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel