

Anti-IL18 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P70380

Artikelnummer: CM0021736

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Maus-IL18, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf ein proinflammatorisches Zytokin ab, das an Th1- und NK-Zellantworten beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL18 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Ig1f; IL-18; IL18
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3606
Gen-ID	16173
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P70380
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel