

Anti-IL18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q14116

Artikelnummer: CM0012928



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL-18 (IFN-gamma-induzierender Faktor), validiert für WB, IP, ELISA. Ideal für die Erforschung von inflammatorischer Zytokin-Signalgebung, Th1/NK-Zellantworten, Pyroptose und Ovarialkarzinom. - Q14116

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Spezies	Human
GeneID (Human)	3606
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 37-193 von humanem IL18 (NP_001553.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14116
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche