

Anti-IL18 Rabbit Polymab® Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

Artikelnummer: CM0004289

Einführung

Hochwertiger, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IL18 (reifes IL-18). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des pro-inflammatorischen Zytokins IL-18 in der epithelialen Barriere, Th1/NK-Zell-Antworten und Pyroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL18 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	reifes IL-18
Spezies	Human
GeneID (Human)	3606
GeneID	3606
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-193 von humanem IL18 (NP_001553.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14116
Proteingewicht	18 KDa
Versand	Eisbeutel