

Anti-IL18Bp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95998

Artikelnummer: CM0028431



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL18BP (Interleukin-18-bindendes Protein) für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus-IL18BP. Nützlich für die Untersuchung der IL-18-Inhibition und der frühen TH1-Zytokinantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL18BP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FVH, IL18BPα, IL18BP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10068
Gen-ID	10068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-194 von humanem IL18BP (NP_001138529.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O95998
Protein-Gewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel