

Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13478

Artikelnummer: CM0023710



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes IL18R1 (CD218a, IL-18R α) gerichtet ist und für Western Blot, Immunhistochemie (IHC-P), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA geeignet ist. Erkennt humanes, murines und rattiges IL18R1. Ideal zur Untersuchung der IL18-vermittelten Th1-Zellaktivierung und inflammatorischen Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL18R1/IL-18 R alpha Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8809
GenID	8809
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13478
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel