

Anti-IL1R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14778

Artikelnummer: CM0026442



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IL1R1, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Interleukin-1-Signalisierung und Entzündungsreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alpha; IL1R1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3554
Gen-ID	3554
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 380-569 von humanem IL1R1 (NP_000868.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14778
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel