

Anti-IL1R2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27930

Artikelnummer: CM0023493



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes IL1R2, validiert für WB und ELISA. Erkennt sowohl menschliches als auch murines IL1R2, der Köderezeptor für IL1-beta, der an Entzündungen und Immunregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1R2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7850
Gen-ID	7850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-320 des humanen IL1R2 (NP_775465.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P27930
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel