

Anti-IL1Ra Polyklonaler Ant-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P18510

Artikelnummer: CM0022797



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IL1RA (Interleukin-1-Rezeptorantagonist) für Western Blot, IF/ICC, IF-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und rattes IL1RA. Nützlich für Entzündungs- und Zytokin-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1RA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1RA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3557
GenID	3557
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 24-177 von menschlichem IL1RA (NP_776214.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18510
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel