

## Anti-IL1RL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01638

Artikelnummer: CM0022913



### Einführung

IL1RL1 Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA; erkennt menschliches, murines und rattes IL1RL1 (ST2), einen Rezeptor für IL-33, der an der angeborenen und adaptiven Immunität beteiligt ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IL1RL1 Kaninchen-pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 9173                                                                                                                            |
| GenID             | 9173                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-328 von humanem IL1RL1 (NP_057316.3) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q01638                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 63kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |