

Anti-IL1Rn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25085

Artikelnummer: CM0019256

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-IL1RN, ein entzündungshemmender Interleukin-1-Rezeptorantagonist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanem und murinem IL1RN. Ideal für die Erforschung von Immunregulation und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1RN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN
Spezies	Maus
GeneID	16181
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-178 von Maus-IL1RN (NP_001034790.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P25085
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eistasche