

Anti-IL1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01584

Artikelnummer: CM0023312



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches IL-1 beta, ein wichtiges proinflammatorisches Zytokin. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1β Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
Spezies	Mensch
GenID	3553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-170 von menschlichem IL1β (NP_000567.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01584
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel