


Anti-IL1B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10749

Artikelnummer: CM0004447



Einführung

IL1β Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus-IL1β (P10749), ein pro-inflammatorisches Zytokin, das an Fieber, T-Zell-Aktivierung und Pyroptose beteiligt ist. Geeignet für Entzündungs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1β Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1β
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3553
GeneID	16176
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-269 von Maus-IL1β (P10749) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10749
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel