

Anti-IL1B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01584

Artikelnummer: CM0004905



Einführung

Hochspezifischer IL1 β Kaninchen mAb validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit humanem IL1 β . Zielt auf ein proinflammatorisches Zytokin ab, das für Immunantworten und die Erforschung von Krankheiten von zentraler Bedeutung ist. Ideal für die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	IL1 β Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliaße	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3553
Gen-ID	3553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170–269 von IL1 β (NP_000567.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01584
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel