

Anti-IL1B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01584

Artikelnummer: CM0005315



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IL-1 β (Interleukin-1 beta), ein wichtiges proinflammatorisches Zytokin. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Pyroptose und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL1 β Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3553
Gen-ID	3553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 117-269 von humanem IL1 β (NP_000567.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01584
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel